

# HOJA TÉCNICA

## MÁSCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE



### CARACTERÍSTICAS



**REUTILIZABLE**  
Mascarilla de por vida.



**LAVABLE**  
Con agua y jabón



**LIGERA**  
50 gr.



**FILTRO IIR**  
99% de filtración bacteriana

### RECOMENDACIONES

Colocarse la mascarilla minuciosamente para que cubra la boca y la nariz y anudarla firmemente para que no haya espacios de separación con la cara. Una vez que el filtro esté humedo, sustituir los filtros. Sustituir el filtro cada 24 horas, evitando así que aumente el riesgo de transmisión asociado con el uso.



### CERTIFICADO

Cumple con los requisitos de funcionamiento de la norma:

EN 14683:2019 + AC:2019 de mascarillas quirúrgicas puntos 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 para tipo IIR.

Esta mascarilla higiénica reutilizable no es un equipo de protección individual (EPI) ni tampoco un producto sanitario (PS). No está diseñado para sustituir estos. Su función es meramente higiénica.

### MATERIAL

**Mascarilla:** Caucho Termoplástico (material hipoalergénico).

**Bandas Elásticas:** Material Hipoalergénico FREE LATEX.

**Filtro desechable:** Material IIR con una eficiencia del 99% de filtración bacteriana.

### PESO EN BRUTO

Mascarilla + Filtro: 50 gramos

### CONTENIDO DE LA BOLSA

Mascarilla higiénica reutilizable  
2 Bandas Elásticas ajustables  
10 Recambios Filtro Desechable Tipo IIR  
2 Protector del Filtro Desechable

